

Datos técnicos

## Maletín de gran resistencia CXT280



### Características principales

- La flotabilidad permite que el maletín flote en agua salada con una carga de 3,6 kg
- Incluye una válvula purgadora automática para realizar una compensación rápida después de que se produzcan cambios en la presión atmosférica
- Incorpora una junta tórica de neopreno única de 6,4 mm y cierres de ABS para conseguir una excelente estanquidad
- Para su uso con los siguientes instrumentos de medida:
  - Multímetros: 287, 289
  - Medidores de resistencia de tierra: 1621

### Descripción general del producto: Maletín de gran resistencia CXT280

Irrompible, impermeable, hermético, con protección contra el polvo, resistente a productos químicos y a la corrosión.

## Modelos



### **Fluke-CXT280**

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 51 00**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-uy](http://www.fluke.com/es-uy)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**