

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit



Descripción general del producto: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Kit premium de bomba de presión hidráulica resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos, que genera una presión de hasta 10 000 psi, 690 bares. Incluye la bomba manual neumática 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba premium y un estuche rígido de protección.

- En combinación con cualquier manómetro de la serie Fluke 700G de 1000 psi (69 bares) o superior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión
- Genere una presión de hasta 10 000 psi/690 bares con la bomba de prueba 700HTP-2 incluida
- Conecte el manómetro de la serie 700G directamente en la bomba manual HTP-2 con el adaptador premium que no necesita herramientas
- Incluye un kit premium de manguera de pruebas para transmisor 700TTH 10K que no necesita herramientas y adaptadores para conectar al dispositivo de presión que va a probar
- El estuche rígido protege la bomba y el manómetro, y permite a este último permanecer conectado a la bomba

Modelos



Fluke 700HTPK2

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Includes:

- 700HTPK-2 hydraulic hand pump
- Premium, no tools required gauge connector
- One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
- Hard case

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-uy

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.