


Datos técnicos

Fluke PM9094/101 Mini Testhook Set for PM8918 series probes




Descripción general del producto: Fluke PM9094/101 Mini Testhook Set for PM8918 series probes

El juego consta de 4 miniganchos de prueba (2 rojos, 2 grises). Voltaje máximo: 30 V de valor real eficaz.

Nota: Al usar los miniganchos de prueba, ningún potencial debe sobrepasar 42 V pk/30 V rms

Modelos



Fluke PM9094/101

Mini Testhook Set for PM8918 series probes

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ve

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.