

Datos técnicos

TL970 Juego de gancho y pinzas



Características principales

Un kit completo que incluye 3 juegos de cables de prueba:

- Juego de cables de prueba con mini-ganchos TL940
- Juego de cables de prueba con mini-pinzas TL950
- Juego de cables de prueba con micro-ganchos TL960

Modelos



Fluke TL970

Handy all-in-one kit that includes:

- 3 Test Lead Sets:
 - TL940 Mini-Hook Test Lead Set
 - TL950 Mini-Pincer Test Lead Set
 - TL960 Micro-Hook Test Lead Set
-

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ve

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.