

Fiche technique

C520A Sacoche en cuir pour instrument de test



Principales fonctions

- Cuir de vache authentique de qualité supérieure, huilée
- Tannée à l'huile pour une longue durée de vie
- Construction robuste avec coutures résistantes et rivets renforcés
- Grande boucle de ceinture et rabat supérieur pour maintenir le testeur en sécurité
- Contient les testeurs électriques Fluke
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke C520A

Leather Tester Case

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**