

Fiche technique

Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700MTH pour transmetteur



Présentation du produit: Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700MTH pour transmetteur

Kit de flexible de test haut de gamme pour transmetteur de pression simple d'utilisation destiné aux raccords femelles métriques/BSP 1/4"

- Pression nominale 5 000 psi
- Comprend un raccord NPT 1/8" pour le montage permanent sur un calibrateur ou une pompe de test
- Raccord mâle pour connexion à des raccords femelles métriques/BSP 1/4", sans outil

Modèles



Fluke 700MTH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**