

Fiche technique

Fluke 80PT-25 SureGrip™ Piercing Temperature Probe



Principales fonctions

- Fonctionne avec les thermomètres de type T
- Gamme de mesure : -196 à 350 °C

Modèles



Fluke 80PT 25

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**