

Jeu d'accessoires de rechange pour sonde




Principales fonctions

Compatible avec PM8918, VPS100, VPS101, VPS121 et toutes les sondes de la série VPS200.

Présentation du produit: Jeu d'accessoires de rechange pour sonde

Contient des pièces de remplacement à utiliser avec les sondes pour oscilloscope VPS200 et PM8918.

Modèles



Fluke RS200

ul>

- Set includes 600V CAT III / 1000V CAT II rated:
 - Hook Clip for Probe Tip (2 Red, 1 Gray)
 - 4-mm Test Probe for Probe (1 Red, 1 Gray)
 - Ground Lead with Hook Clip (1 Red, 1 Gray)
 - Ground Lead with Mini Alligator (2 Black).
 - Ground Spring for Probe Tip (5x) 30V CAT II Rated
- Max. Input Voltage: 600V CAT III, 1000V CAT II per IEC 1010-2-031
- Max. Voltage to Ground: 600V CAT III, 1000V CAT II per IEC 1010-2-031

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**