

Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)



Présentation du produit: Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)

Sonde de tension à double isolation pour ScopeMeter Série 190.

Spécifications: Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)

Spécifications	
Atténuation	10x
Bande passante	200 MHz
Tension d'entrée maxi.	1 000 V
Tension à la terre maxi.	600 V, CAT III 1 000 V CAT selon CEI /EN61010-031
Résistance d'entrée	10 Mohm
Capacité d'entrée	14 pF
Plage de compensation	10 à 22 pF

Longueur du câble	1,2m
Garantie	1 an
Les spécifications s'appliquent lorsque la sonde est connectée au Scopemeter Fluke série 190.	

Modèles



Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
 - Ground Lead with Hook Clip
 - Ground Lead with Mini Alligator
- The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**