

Fiche technique


Jeu de cordons de test Fluke 17XX-TL 0.1M



Présentation du produit: Jeu de cordons de test Fluke 17XX-TL 0.1M

Cordon de test 1 m pour connecter les entrées de mesure aux enregistreurs de qualité d'énergie Fluke 17XX.

Modèles



FLUKE-17xx-TL 0.1M

Test Lead Set, 1000V CAT III, Non-stackable connectors; 1.0M; Red/Blk

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:

U.S.A. (800) 443-5853

Canada (800) 36-FLUKE

Autre +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**