

Fiche technique

## TL970 Kit de crochets et pinces



### Principales fonctions

Kit tout-en-un pratique regroupant 3 jeux de cordons de mesure:

- Jeu de cordons de mesure TL940 à mini-crochets
- Jeu de cordons de mesure TL950 à mini-pinces
- Jeu de cordons de mesure TL960 à micro-crochets
- Garantie 1 an

## Modèles



### Fluke TL970

---

Handy all-in-one kit that includes:

- 3 Test Lead Sets:
    - TL940 Mini-Hook Test Lead Set
    - TL950 Mini-Pincer Test Lead Set
    - TL960 Micro-Hook Test Lead Set
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

**En savoir plus:**  
U.S.A. (800) 443-5853  
Canada (800) 36-FLUKE  
Autre +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/fr-ca](http://www.fluke.com/fr-ca)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**