



TP920 Kit d'adaption de sonde de test



Principales fonctions

- Jeu d'adaptateurs à pression pour sondes TL71 et TL 75
- Adaptateurs de test pour circuits imprimés, pointes de sonde à rallonge, pinces crocodile moyennes (ouverture max. 7,6 mm)
- CAT III, 300 V, courant nominal 3 A
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke TP920

Test Probe Adapter Set

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**