

Fluke BTL20 Sondes de test interactives pour l'analyseur de test



Présentation du produit: Fluke BTL20 Sondes de test interactives pour l'analyseur de test

Jeu de sondes de test intelligentes pour analyseur de batterie Fluke BT520 (fonction de mesure de la température non incluse). Les sondes BTL20 possèdent un écran LCD, un témoin lumineux à trois LED pour les messages de réussite/échec/avertissement, le décompte sonore pour l'ID de batterie et un bouton de sauvegarde intégré. Rallonges de sondes courte et longue fournies pour les armoires de batteries difficiles d'accès.

Modèles



Fluke BTL20

Interactive Battery Analyzer Test Probe

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**