

Pochette de rangement pour outils avec suspension magnétique Fluke CPAK



Principales fonctions

- La suspension magnétique fixe la pochette sur les portes en acier des armoires.
- Un compartiment principal et une poche avant
- 10 emplacements dans le compartiment principal pour les tournevis et les pinces
- Fermeture zippée pour le compartiment principal. Fermeture à scratch pour la poche avant.

Présentation du produit: Pochette de rangement pour outils avec suspension magnétique Fluke CPAK

La pochette avec suspension magnétique Fluke CPAK permet de ranger vos outils portables tout en les gardant à portée de main. Les deux sangle de suspension magnétiques permettent de fixer la pochette sur les portes en acier d'une armoire ou sur d'autres équipements en fer. Le compartiment principal à fermeture zippée vous permet de ranger les tournevis, pinces et petits outils de test dans les 10 emplacements prévus à cet effet, tout en les gardant à portée de main. La seconde poche sur l'avant est fermée par un scratch pour protéger vos lunettes et vos bouchons d'oreille.

Spécifications: Pochette de rangement pour outils avec suspension magnétique Fluke CPAK

Taille	28 cm x 33 cm (11 in x 13 in)
Un compartiment principal et une poche avant. 10 emplacements dans le compartiment principal.	
Polyester résistant	
Sangle de suspension avec deux aimants au néodyme	

Modèles



CPAK

Pochette de rangement pour outils avec suspension magnétique CPAK

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**