

Fluke BTL21 Sondes de test interactives pour l'analyseur de test avec capteur de température



Présentation du produit: Fluke BTL21 Sondes de test interactives pour l'analyseur de test avec capteur de température

Jeu de sondes de test intelligentes avec capteur de température infrarouge intégré, conçues pour une utilisation avec l'analyseur de batterie Fluke BT521. Le BTL21 possède un écran LCD, un témoin lumineux à trois LED pour les messages de réussite/échec/avertissement, le décompte sonore pour l'ID de batterie et un bouton de sauvegarde intégré. Rallonges de sondes courte et longue fournies pour les armoires de batteries difficiles d'accès.

Modèles



Fluke BTL21

Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.