

Systeme de suspension magnétique pour multimètre Fluke TPAK ToolPak™



Principales fonctions

- Résout pratiquement tous les problèmes de suspension et de positionnement que vous pouvez rencontrer
- Le crochet universel vous permet de pendre vos instruments de mesure à des clous, des crochets ou de nombreux autres objets
- Compatible avec de nombreux instruments Fluke
- Garantie 1 an

Présentation du produit: Systeme de suspension magnétique pour multimètre Fluke TPAK ToolPak™

Le système de suspension magnétique pour multimètre TPAK ToolPak™ Fluke vous permet de suspendre votre multimètre à des clous, des crochets ou de nombreux autres objets afin de réaliser les mesures avec les mains libres. Le kit comprend une sangle avec aimant puissant, une sangle velcro de 9 pouces, une pince de suspension universelle et une sangle tout usage. Résout tous les problèmes de suspension et de positionnement que vous pouvez rencontrer. Compatible avec la plupart des multimètres Fluke.

Modèles



Fluke TPAK

Kit includes:

- 9 inch hook and loop strap
- Tapered hook and loop strap
- Universal hanger clip
- Hook hanger for non magnetic surfaces
- Strong magnet

