


Fiche technique

## Fluke PM9094/101 Mini Testhook Set for PM8918 series probes




### Présentation du produit: Fluke PM9094/101 Mini Testhook Set for PM8918 series probes

Le jeu contient : 4 mini-crochets de test, 2 rouges, 2 gris. Tension max. : 30 V RMS

**Remarque :** Lors de l'utilisation des mini-crochets de test, aucune alimentation ne doit excéder les 42 V crête/30 V RMS

## Modèles



### **Fluke PM9094/101**

Mini Testhook Set for PM8918 series probes

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**