

Fiche technique

## TL970 Kit de crochets et pinces



### Principales fonctions

Kit tout-en-un pratique regroupant 3 jeux de cordons de mesure:

- Jeu de cordons de mesure TL940 à mini-crochets
- Jeu de cordons de mesure TL950 à mini-pinces
- Jeu de cordons de mesure TL960 à micro-crochets
- Garantie 1 an

## Modèles



### Fluke TL970

---

Handy all-in-one kit that includes:

- 3 Test Lead Sets:
    - TL940 Mini-Hook Test Lead Set
    - TL950 Mini-Pincer Test Lead Set
    - TL960 Micro-Hook Test Lead Set
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
[www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**