

Fiche technique

Kit T5-1000 / appareil de test PRV240 Fluke



Modèles



FLUKE-T5-1000-PRV240

Le kit T5-1000 / appareil de test PRV240

comprend :

Testeur de courant, de continuité et de tension 1 000 V

- Sondes amovibles de 4 mm
- Deux piles AA (installées)
- Fiche d'instructions

Appareil de test Fluke PRV240

- Sangle de suspension TPAK
- Quatre piles AA
- Fiche d'instructions

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: +33 17 080 0000
E-mail: cs.fr@fluke.com
www.fluke.com/fr-fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**