



TP920 Kit d'adaption de sonde de test



Principales fonctions

- Jeu d'adaptateurs à pression pour sondes TL71 et TL 75
- Adaptateurs de test pour circuits imprimés, pointes de sonde à rallonge, pinces crocodile moyennes (ouverture max. 7,6 mm)
- CAT III, 300 V, courant nominal 3 A
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke TP920

Test Probe Adapter Set

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**