

Fiche technique

## Fluke BP500 Batterie au lithium-ion 3 000 mAh



### Présentation du produit: Fluke BP500 Batterie au lithium-ion 3 000 mAh

Batterie de recharge ou de secours au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh hautes capacités pour les testeurs de batterie Fluke série 500.

## Modèles



### **Fluke BP500**

Lithium-ion Battery 3000 mAh

---

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**