

Sacoche de transport Fluke C115



Principales fonctions

- Inclut deux compartiments rembourrés pour protéger deux outils de diagnostic (par exemple, un multimètre numérique et un thermomètre infrarouge de la série 60) ainsi qu'une sacoche pour les cordons de mesure et autres accessoires.
- Mallette 600D en polyester résistante pour prolonger la durée de vie des outils.
- Compatible avec les multimètres numériques Fluke des séries 20, 70, 11X et 170 ainsi que d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire.
- Garantie d'un an.

Modèles



Fluke C115

Fluke C115 Soft Carrying Case

Sacoche de transport haut de gamme avec bandoulière

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**