

Sacoche résistante CXT280



Principales fonctions

- Flottabilité permettant à cette mallette de flotter dans l'eau salée avec un poids de 3,6 kg
- Robinet de purge pour une égalisation rapide suite aux variations de la pression atmosphérique
- Joint torique en néoprène de 6,4 mm et verrous en ABS pour une fermeture optimale
- A utiliser avec les testeurs suivants :
 - Multimètres : 287, 289
 - Testeurs de terre : 1621

Présentation du produit: Sacoche résistante CXT280

Incassable, étanche, hermétique, protégée contre la poussière, résistante aux produits chimiques et à la corrosion.

Modèles



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**