

Fiche technique

## Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700MTH pour transmetteur



### Présentation du produit: Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700MTH pour transmetteur

Kit de flexible de test haut de gamme pour transmetteur de pression simple d'utilisation destiné aux raccords femelles métriques/BSP 1/4"

- Pression nominale 5 000 psi
- Comprend un raccord NPT 1/8" pour le montage permanent sur un calibrateur ou une pompe de test
- Raccord mâle pour connexion à des raccords femelles métriques/BSP 1/4", sans outil

## Modèles



### Fluke 700MTH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
11/2021

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**