

Fiche technique

## Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700TTH10K pour transmetteur



### Présentation du produit: Kit de tuyau de test haut de gamme Fluke 700TTH10K pour transmetteur

Kits de flexible de test haut de gamme pour transmetteur de pression simples d'utilisation destinés aux calibrateurs ou aux pompes de test.

- Pression nominale 10 000 psi
- Comprend un raccord NPT 1/8" pour le montage permanent sur un calibrateur ou une pompe de test
- Raccord mâle NPT 1/4" pour connexion à un transmetteur, sans outil

## Modèles



### Fluke 700TTH10K

---

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
  - Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
12/2021

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**