

Fluke 80PK-22 SureGrip™ Sonde pour immersion



Principales fonctions

- Thermocouple de type K pour liquides et gels
- Gamme de mesure : -40 à 1090 °C
- Garantie 1 an

Présentation du produit: Fluke 80PK-22 SureGrip™ Sonde pour immersion

La sonde d'immersion de température Fluke 80PK-22 SureGrip™ est conçue pour être utilisée dans les liquides et les gels. Elle peut également servir de sonde de température tout usage. La jonction de thermocouple est protégée de la pointe au manche par une gaine Inconel. La sonde 80PK-22 peut être utilisée avec n'importe quel appareil de mesure de température conçu pour accepter les thermocouples de type K ; elle est équipée d'un connecteur d'entrée miniature.

Modèles



Fluke 80PK 22

Fluke 80PK-22 SureGrip™ Immersion Temperature Probe

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**