

Fiche technique

80PK-25 Sonde pour pénétration



Principales fonctions

- Thermocouple de type K pour les aliments, les liquides et les gels
- Gamme de mesure : -40 à 260 °C
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke 80PK 25

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**