

Fiche technique

Kit de sondes de test à fusibles Fluke TLK291



Présentation du produit: Kit de sondes de test à fusibles Fluke TLK291

Permet un contact ferme et sûr.

Modèles



Fluke TLK291

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**