

TL960 Jeu de cordons de mesure grippe-fil micro



Principales fonctions

- Paire de cordons de mesure (1 rouge, 1 noir) avec fiches bananes gigognes de 4 mm et micro-crochets
- Les micro-crochets se fixent aux fils des composants jusqu'à un diamètre de 1 mm
- Conception isolée en PVC, longueur 90 cm
- 30 V efficaces ou 60 V DC, 3 A
- Garantie 1 an

Modèles



Fluke TL960

Micro-Hook Test Leads

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
12/2021

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**