

Data teknis

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit



Ikhtisar Produk: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Kit pompa tekanan hidraulik premium yang kokoh dan berkualitas tinggi untuk hasil pengujian yang cepat dan akurat menghasilkan tekanan hingga 10.000 psi, 690 bar. Termasuk pompa tangan hidraulik 700HTP-2, selang pengujian premium dan adaptor, dan casing pembawa berbahan keras.

- Kombinasikan dengan Pengukur Fluke 700G Series apa saja, rentang 1.000 psi (69 bar) atau lebih besar, untuk membuat kit pengujian tekanan yang lengkap
- Menghasilkan tekanan hingga 10.000 psi, 690 bar dengan pompa pengujian 700PTP-2 yang disertakan
- Hubungkan Pengukur 700G Series langsung ke pompa tangan HTP-2 dengan adaptor premium yang tidak memerlukan alat
- Dilengkapi kit selang pengujian pemancar premium/tidak memerlukan alat untuk menghubungkan ke perangkat tekanan yang akan diuji
- Casing pembawa berbahan keras melindungi pompa dan pengukur serta memungkinkan pengukur tetap terhubung ke pompa

Model



Fluke 700HTPK2

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Includes:

- 700HTPK-2 hydraulic hand pump
 - Premium, no tools required gauge connector
 - One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
 - Hard case
-

Fluke. *Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

For more information call:

In the U.S.A. (800) 443-5853

In Europe/M-East/Africa

+31 (0)40 267 5100

In Canada (800)-36-FLUKE

From other countries +1 (425) 446-5500

www.fluke.com

BUT. FLUKE SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Menera Satu Sentra Kelapa Gading #06-05

Jl. Bulevar Kelapa Gading Kav. LA# No. 1

Summarecon Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Indonesia

Tel: +62 21 2938 5922

Email: info.asean@fluke.com

www.fluke.com/id

©2021 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice.

12/2021

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.