

Dati tecnici

Custodia portastrumenti con gancio magnetico Fluke CPAK



Caratteristiche principali

- Il gancio magnetico consente di fissare la custodia sulle ante degli armadietti in acciaio
- Una tasca principale e una tasca secondaria anteriore
- 10 scompartimenti per alloggiare cacciaviti e pinze nella tasca principale
- Chiusura a zip nella tasca principale. Chiusura a strappo nella tasca anteriore.

Descrizione generale del prodotto: Custodia portastrumenti con gancio magnetico Fluke CPAK

La custodia con gancio magnetico Fluke CPAK mantiene organizzati e a portata di mano gli utensili manuali. Il gancio con due magneti fissa la custodia sull'anta degli armadietti in acciaio o su altre superfici in ferro. Una chiusura a zip nella tasca principale alloggia cacciaviti, pinze e piccoli strumenti di test dove ne hai bisogno, in uno dei 10 scompartimenti per gli utensili. La tasca anteriore secondaria è ideale per occhiali protettivi e tappi per le orecchie, che rimangono ben custoditi grazie a una chiusura a strappo.

Dati tecnici: Custodia portastrumenti con gancio magnetico Fluke CPAK

Dimensioni	11 in x 13 in 28 cm x 33 cm
Una tasca principale e una tasca secondaria anteriore. 10 scompartimenti nella tasca principale.	
Poliestere resistente	
Due magneti in terre rare per il gancio	

Modelli



CPAK

Custodia portastrumenti con gancio magnetico CPAK

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2022 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
01/2022

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**