

Dati tecnici

## C510 Borsa in pelle per multimetri



### Caratteristiche principali

- Cuoio naturale trattato di prima qualità
- Struttura robusta, con resistenti cuciture e rivetti rinforzati
- Ampia cintura portastrumenti e falda superiore per fissare lo strumento
- Adatto a contenere la maggior parte dei multimetri digitali, termometri, e calibratori di processo Fluke
- 1 anno di garanzia

## Modelli



**Fluke C510**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
11/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte di  
Fluke Corporation.**