

Dati tecnici

KIT-ACC-T5 Kit accessori per il T5



Caratteristiche principali

In dotazione con il kit:

- Set di sonde per test isolate SureGrip™ TP238
- Pinzette a coccodrillo larghe SureGrip AC285
- Borsa morbida dotata di cerniera C33

Descrizione generale del prodotto: KIT-ACC-T5 Kit accessori per il T5

Speciale kit iniziale per elettricisti che già dispongono di un tester elettrico Fluke T5 o che intendono acquistarne uno. Include sonde per test affilate, pinzette a coccodrillo per effettuare collegamenti a mani libere e una custodia morbida per proteggere il tester quando non viene utilizzato e per conservare i vostri accessori. Classe CAT III 1000 V e CAT IV 600 V.

Modelli



Fluke T5 Kit

T5-KIT-1, T5 Tester Accessory Starter Kit

Included with kit:

- TP238 SureGrip™ Insulated Test Probe Set
 - AC285 SureGrip Large jaw alligator clips
 - C33 Zippered soft case
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**