

Dati tecnici

## 80PK-1 Termocoppia a goccia (tipo K)



### Caratteristiche principali

- Gamma di misura: da -40 a 260 °C
- Un anno di garanzia

### Descrizione generale del prodotto: 80PK-1 Termocoppia a goccia (tipo K)

Termocoppia di tipo K per uso generico

## Modelli



### Fluke 80PK 1

---

PROBE, THERMOCOUPLE, BEADED K-TYPE

- Probe Length: 0.04 IN
  - Lead Length: 39 IN (25.40 MM)
  - Product Height: 1.50 IN
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2022 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
01/2022

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte di  
Fluke Corporation.**