

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit



製品概要: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

堅牢で、高品質のプレミアム油圧ポンプ・キットは最大 68,950 kPa の圧力を生成し、テスト結果がすばやく、正確に得られます。700HTP-2 空圧ハンド・ポンプ、プレミアム・テスト・ホースとアダプター、保護用のハードケースの構成です。

- レンジが 6,895 kPa 以上のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現
- 付属の 690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68,950 kPa の圧力を生成
- ツール不要のプレミアム・アダプターで、700G シリーズ・ゲージを直接 HTP-2 手動ポンプに接続
- テスト対象の圧力機器接続用の 700TTH 10K プレミアム/ツール不要トランスミッター・テスト・ホース・キットおよびアダプター同梱
- ポンプとゲージを保護し、その接続を維持するハード・ケース

モデル



Fluke 700HTPK2

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Includes:

- 700HTPK-2 hydraulic hand pump
- Premium, no tools required gauge connector
- One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
- Hard case

Fluke. *動き続ける世界を支える*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A./div>
お問い合わせ先: ©2022 Fluke
フルーク Corporation.
特約店営業部 仕様は、予告なく変更され
TEL : 03-6714-3114 る場合があります。
www.fluke.com/jp/ 01/2022

世界で最も信頼されている
ツール