

기술 자료

## 프로브 라이트 및 프로브 확장기가 포함된 L215 SureGrip™ 키트



### 주요 기능

- L200 프로브 라이트
- Tp280 20cm 테스트 프로브 확장기
- TP220 SureGrip 테스트 프로브
- TL224 SureGrip 실리콘 테스트 리드 세트
- 6개의 주머니와 후크 및 루프가 포함된 접이식 소프트 파우치

### 제품 개요: 프로브 라이트 및 프로브 확장기가 포함된 L215 SureGrip™ 키트

- L200 프로브 라이트
- Tp280 20cm 테스트 프로브 확장기
- TP220 SureGrip 테스트 프로브
- TL224 SureGrip 실리콘 테스트 리드 세트
- 6개의 주머니와 후크 및 루프가 포함된 접이식 소프트 파우치

## 모델



## Fluke L215

---

**Fluke. Keeping your world up and running.®**

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea  
Tel.02.539.6311  
(주)한국플루크 대구지사  
Tel.053.382.6311  
www.fluke.co.kr

Fluke Korea  
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호  
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.