

기술 자료

Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips



제품 개요: Fluke MP1 Magnet Probe 1, Magnetic Probe Tips

전압 테스트 리드용 자석 프로브 팁입니다(4mm 바나나 커넥터 포함)

모델



MP1-MAGNET PROBE 1

Magnet Probes for 4 mm banana, Set of 4



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크Fluke Korea
Tel.02.539.6311
(주)한국플루크 대구지사
Tel.053.382.6311
www.fluke.co.kr

Fluke Korea
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호
(삼성동, 아셈타워)

©2022 Fluke Corporation.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
01/2022

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.