

Technische gegevens

Fluke BP500 lithium-ionbatterij 3.000 mAh



Productoverzicht: Fluke BP500 lithium-ionbatterij 3.000 mAh

Vervangings- of reservebatterij met grote capaciteit, Li-ion, 7,4 V, 3.000 mAh, voor de Fluke 500-serie batterijanalyzers.

Modellen



Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**