

Technische gegevens

Fluke L210 Probelampset




Belangrijkste kenmerken

- Helder witte LED voor verlichting van het contactgebied
- 20 cm (8") lange probeverlengstukken voor een grotere afstand tussen handen en spanningvoerende stroomkringen
- Het verlengstuk wordt tussen de modulaire meetprobe en het meetsnoer aangebracht
- Met het kleine robuuste lampje heeft u twee handen vrij voor het werk
- Levensduur batterij: 120 uur
- Gebruikt 2 3-volt horlogebatterijen

Productoverzicht: Fluke L210 Probelampset

L210 Probelampje en probeverlengstukken.

Modellen



Fluke L210

Includes L200 Probe Light and TP280 Test Probe Extenders

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**