

Technische gegevens

# Fluke 80PK-22 SureGrip™ Immersion Temperature Probe



## Belangrijkste kenmerken

- Type-K thermocouple for use in liquids and gels
- Measurement range: -40 to 1090 °C
- One year warranty

## Productoverzicht: Fluke 80PK-22 SureGrip™ Immersion Temperature Probe

- K-thermokoppel voor vloeistoffen en gels
- Meetgebied: -40 tot +1090°C
- Een jaar garantie

## Modellen



### **Fluke 80PK 22**

Fluke 80PK-22 SureGrip™ Immersion Temperature Probe

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Nederland B.V.**  
Postbus 1337  
5602 BH Eindhoven  
Tel: +31 40 267 5100  
E-mail: [cs.nl@fluke.com](mailto:cs.nl@fluke.com)  
[www.fluke.nl](http://www.fluke.nl)

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**