

Tekniske data

Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads



Produktoversikt: Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

Standard batteritestprober for batterianalysatorer i Fluke 500-serien. BLT10 testprobe er en kelvin-testprobe med innebygd lagringsknapp, som er utformet for å gjøre det enkelt å måle batteriimpedans.

Modeller



Fluke BTL10

Basic Battery Analyzer Test Leads

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**