

Tekniske data

## Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe



### Produktoversikt: Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe

Intelligent testprobesett for Fluke BT520 batterianalysator (funksjon for temperaturmåling ikke inkludert). BTL20 har innebygd LCD-display, LED-lampe med tre lys for varsel om vellykket/mislykket test, talemelding om gjenværende batterilevetid og integrert lagringsknapp. Leveres med både lange og korte probeforlengere for bruk i batteriskap som er vanskelige å nå

## Modeller



### **Fluke BTL20**

Interactive Battery Analyzer Test Probe

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**