

Tekniske data

Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor



Produktoversikt: Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Intelligent testprobesett med integrert IR temperatursensor, utviklet for Fluke BT521-batterianalysator. BTL21 har et innebygd LCD-display, LED-lampe med tre lys for varsel om vellykket/mislykket test, talemelding om gjenværende batterilevetid og integrert lagringsknapp. Leveres med både lange og korte probeforlengere for bruk i batteriskap som er vanskelige å nå

Modeller



Fluke BTL21

Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**