

Tekniske data

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit



Produktoversikt: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Robust, prima hydraulisk trykkpumpepakke av høy kvalitet, for raske og nøyaktige testresultater, som genererer trykk opp til 10 000 psi (690 bar). Inkludert den hydrauliske håndpumpen 700HTP-2, prima testslanger og adaptere, samt beskyttende koffert

Modeller



Fluke 700HTPK2

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Includes:

- 700HTPK-2 hydraulic hand pump
 - Premium, no tools required gauge connector
 - One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
 - Hard case
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**