


Tekniske data

Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor



Produktoversikt: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Null Ohms kalibreringsmotstand for batterianalysatorer i Fluke 500-serien for utføring av automatiserte nullkalibreringer for alle funksjonsområder. En nullkalibrering er påkrevd hver gang en testprobe skiftes ut

Modeller



Fluke BCR

Zero ohm Calibration Resistor

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2021 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
12/2021

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**