

Dane techniczne

Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh



Omówienie produktu: Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

Zamienne lub dodatkowe, wysoko wydajne akumulatory litowo-jonowe 7,4 V, 3000 mAh do analizatorów akumulatorów serii Fluke 500

Modele



Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**