


Dane techniczne

Zestaw elektrycznych przewodów pomiarowych TL223 SureGrip™




Najważniejsze cechy

- Zestaw zacisków krokodylkowych AC220 SureGrip™
- Próbники testowe TP1 Slim-Reach™ (z płaskim ostrzem)
- Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych TL224 SureGrip™ (prosty do prawego)
- Roczna gwarancja

Omówienie produktu: Zestaw elektrycznych przewodów pomiarowych TL223 SureGrip™

Test leads are an integral part of the complete measurement system and extend the capabilities of your meter. The Fluke TL223 SureGrip™ Electrical Test Lead Set is an ideal starter kit for electrical applications. This all in one set includes three test lead accessories with the SureGrip™ design, designed for your comfort so you can focus on taking accurate measurements.

Modele



Fluke TL223

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2022 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
01/2022

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**