


Dados técnicos


Fluke TP920 Test Probe Adapter Set



Principais recursos

- Conjunto de adaptadores encaixáveis para as pontas de prova TL71 e TL75
- Adaptadores para teste de CI, pontas de prova estendidas, cliques jacaré médios (abertura máxima 7,6 mm)
- Classificado como CAT III 300 V, 3 A
- Um ano de garantia

Modelos



Fluke TP920

Test Probe Adapter Set

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.