

Dados técnicos

## C510 Mala para medidores em couro



### Principais recursos

- Oiled genuine top grain cowhide
- Rugged construction with heavy duty stitching and reinforced rivets
- Large tool belt loop and top flap to secure meter
- Holds most Fluke DMMs, thermometers, and process calibrators
- One year warranty

## Modelos



**Fluke C510**

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
12/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**