

Dados técnicos

Kit de Pressão de Teste Pneumático Fluke 700TPK2



Informações gerais sobre o produto: Kit de Pressão de Teste Pneumático Fluke 700TPK2

Kit de bomba de pressão pneumática premium resistente e de alta qualidade, para resultados de teste rápidos e precisos gerando pressão de até 600 psi, 40 bar. Inclui a bomba manual pneumática 700PTP-1, mangueiras de teste premium e adaptadores, e estojo rígido de proteção.

- Combine com qualquer Manômetro da Série Fluke 700G, de 1.000 psi (69 bars) ou menos, para compor um kit de testes de pressão completo
- Gere pressão de até 600 psi (40 bars) com a bomba de teste 700PTP-1
- Conecte o manômetro da Série 700G diretamente à bomba manual PTP-1 incluída com adaptador premium sem necessidade de ferramentas
- Inclui o kit de mangueira de teste do transmissor e adaptadores premium/sem necessidade de ferramenta 700TTH 5K para conexão com o dispositivo a ser testado
- O estojo rígido protege a bomba e o manômetro e permite que o manômetro permaneça conectado à bomba

Modelos



Fluke 700PTPK2

Includes:

- 700PTPK-1 pump
- Premium, no tools required gauge connector
- One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
- Hard case

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
11/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.